

Anti-ALK Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q9Um73

Artikelnummer: CM0004624



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen den menschlichen ALK-Tyrosinkinase-Rezeptor. Geeignet für Western Blot und ELISA. Ideal zur Untersuchung der ALK-Signalgebung in der neuronalen Entwicklung und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALK Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	ALK1; CD246; NBLST3; ALK
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	238
GenID	238
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UM73
Proteingewicht	176kDa
Versand	Eisbeutel