


Anti-Alkalische Phosphatase (Alpl) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P05186

Artikelnummer: CM0002178



Einführung

Rekombinanter kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes ALPL (P05186). Validiert für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zur skelettalen Mineralisierung und Thermogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	Alkalische Phosphatase (ALPL) Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	HOPS; HPPA; HPPC; HPPI; HPPO; TNAP; TNALP; APTNAP; TNSALP; AP-TNAP; TNS-ALP; Alkaline Phosphatase (ALPL)
Spezies	Mensch
Gen-ID	249
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 der humanen Alkalischen Phosphatase (ALPL) (P05186)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05186
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel