


Anti-Alkalische Phosphatase (Alpl) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P05186

Artikelnummer: CM0017856



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen die humane alkalische Phosphatase (ALPL) für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Skelettmineralisierung, Biomineralisierung und des Vitamin-B6-Stoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Alkalische Phosphatase (ALPL), Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HOPS; HPPA; HPPC; HPPI; HPPO; TNAP; TNALP; APTNAP; TNSALP; AP-TNAP; TNS-ALP; Alkalische Phosphatase (ALPL)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	249
Gen-ID	249
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 230-440 der humanen alkalischen Phosphatase (ALPL) (NP_000469.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05186
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Kühlakku