

Anti-Alkbh1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Elisa - Q13686

Artikelnummer: CM0007526



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen die menschliche ALKBH1-Nukleinsäure-Dioxygenase, validiert für WB, IP, IF/ICC und ELISA. Erkennt Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu DNA-Reparatur, tRNA-Demethylierung und Epigenetik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALKBH1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Aliase	ABH; ABH1; alkB; hABH; ALKBH; ALKBH1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	8846
GeneID	8846
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 290-389 des menschlichen ALKBH1 (NP_006011.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13686
Proteinmolekulargewicht	44 kDa
Versand	Eisbeutel