

Anti-ALKBH1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q13686

Artikelnummer: CM0008567



Einführung

ALKBH1 Kaninchen mAb (Q13686) validiert für WB, IP, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes ALKBH1. Geeignet für Studien zur tRNA/DNA-Demethylierung, DNA-Reparatur und mitochondrialen Translation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALKBH1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ABH; ABH1; alkB; hABH; ALKBH; ALKBH1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8846
Gen-ID	8846
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem ALKBH1 (Q13686) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13686
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Eisbeutel