

Anti-Alkbh1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13686

Artikelnummer: CM0013869



Einführung

ALKBH1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA an Proben von Mensch und Maus. Zielt auf die Nukleinsäure-Dioxygenase ALKBH1, ein Schlüsselenzym bei der tRNA-Demethylierung und DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALKBH1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	ABH; ABH1; alkB; hABH; ALKBH; ALKBH1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8846
Gen-ID	8846
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 110-389 des humanen ALKBH1 (NP_006011.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13686
Proteinmasse	44kDa
Versand	Eisbeutel