


Anti-Alkbh3 Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Q83

Artikelnummer: CM0029131



Einführung

Anti-ALKBH3 Kaninchen-polyclonale Antikörper, validiert für WB und ELISA, reagiert mit Mensch und Maus. Zielt auf die DNA/RNA-Demethylase ALKBH3 ab, die an der Reparatur alkylierter Nukleotide beteiligt ist – ideal für epigenetische und DNA-Reparaturforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALKBH3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ABH3, PCA1, DEPC1, hABH3, DEPC-1, ALKBH3
Spezies	Mensch
GenID	221120
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-286 des menschlichen ALKBH3 (NP_631917.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q96Q83
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eisbeutel