

Anti-Alkbh4-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc - Q9Nxb9

Artikelnummer: CM0014407

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen ALKBH4 gerichtet ist, eine Dioxygenase, die Aktin und DNA demethyliert. Validiert für WB und IF/ICC in humanen und murinen Proben. Geeignet für die Untersuchung der Zytokinese und Chromatinregulierung in der IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALKBH4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ABH4; ALKBH4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	54784
Gen-ID	54784
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-302 von humanem ALKBH4 (NP_060091.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NXW9
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel