


Anti-Alkbh5 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6P6C2

Artikelnummer: CM0004279



Einführung

Hochspezifischer kaninischer monoklonaler Antikörper gegen humanes ALKBH5 (RNA-Demethylase ALKBH5). Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für RNA-Epitranskriptomik- und epigenetische Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALKBH5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ABH5; OFOXD; OFOXD1; ALKBH5
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	54890
Gen-ID	54890
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 66-394 von humanem ALKBH5 (NP_060228.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q6P6C2
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel