


Anti-ALKBH5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, IHC-P, Elisa - Q6P6C2

Artikelnummer: CM0017835



Einführung

Kaninchen-polyklonaler ALKBH5-Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattiges ALKBH5, eine RNA-Demethylase, die für die m6A-Modifikation in der Epitranskriptomik entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALKBH5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ABH5; OFOXD; OFOXD1; ALKBH5
Spezies	Human
GeneID (Human)	54890
GeneID	54890
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 245-394 von humanem ALKBH5 (NP_060228.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q6P6C2
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Eistasche