


Anti-Alkbh7 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - Q9Bt30

Artikelnummer: CM0023572



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ALKBH7, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Für die Erforschung der mitochondrialen RNA-Demethylierung und Nekrose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALKBH7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ABH7, SPATA11, UNQ6002, ALKBH7
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	84266
Gen-ID	84266
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-221 von humanem ALKBH7 enthält (NP_115682.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9BT30
Protein-Gewicht	25 kDa
Versand	Eistasche