


Anti-Alox12 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P18054

Artikelnummer: CM0015018



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ALOX12 (12-Lipoxygenase). Validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt ein Protein von ~76 kDa. Geeignet für die Erforschung von Thrombozytenaktivierung, Entzündung und Tumorbilogie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALOX12 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LOG12; 12-LOX; 12S-LOX; ALOX12
Spezies	Human
GeneID (Human)	239
GeneID	239
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 483-663 von humanem ALOX12 (NP_000688.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P18054
Proteingewicht	76 kDa
Versand	Eistasche