

Anti-Alox12B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 075342

Artikelnummer: CM0020861

Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes ALOX12B (12R-LOX), validiert für WB und ELISA, erkennt Mensch, Maus und Ratte. Unverzichtbar für die Untersuchung der Hautbarrierefunktion und des Lipidstoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALOX12B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARCI2; 12R-LOX; ALOX12B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	242
GenID	242
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-250 von humanem ALOX12B (NP_001130.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	075342
Proteingewicht	80 kDa
Versand	Eisbeutel