

Monoklonaler Anti-Alox15-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P16050

Artikelnummer: CM0006936

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes ALOX15 (12/15-Lipoxygenase). Validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Rekombinantes Protein als Immunogen. Ideal für Studien zur Biosynthese von Lipidmediatoren und zu Entzündungsprozessen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALOX15-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	LOG15; 12-LOX; 15-LOX; 15-LOX-1; ALOX15
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	246
GeneID	246
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P16050
Proteingewicht	75 kDa
Versand	Kühlakku