

Anti-Alox15 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16050

Artikelnummer: CM0027548

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ALOX15, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Lipidmediatoren, Entzündung und Immunregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALOX15 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LOG15; 12-LOX; 15-LOX; 15-LOX-1; ALOX15
Spezies	Human
GeneID (Human)	246
GeneID	246
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-230 von humanem ALOX15 (NP_001131.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P16050
Protein-Gewicht	75kDa
Versand	Eisbeutel