


Anti-Alox15B-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O15296

Artikelnummer: CM0029396



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ALOX15B (15-LOX-2), validiert für WB, IF/ICC, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Erkennt ein 76 kDa Protein, das an der PUFA-Peroxidation und Immunregulation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALOX15B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	15-LOX-2; ALOX15B
Spezies	Mensch
GenID	247 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-200 von humanem ALOX15B (NP_001132.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15296
Proteingewicht	76 kDa
Versand	Eisbeutel