


Anti-Alox5 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P09917

Artikelnummer: CM0006995



Einführung

Hochwertiger Anti-ALOX5 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P und ELISA. Erkennt menschliches, murines und ratte ALOX5 (5-LO), ein Schlüsselenzym der Leukotrien-Biosynthese. Ideal für Entzündungs- und Immunforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALOX5 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	5-LO, 5LPG, LOG5, 5-LOX, ALOX5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	240
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem ALOX5 (NP_000689.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09917
Proteingewicht	78kDa/71kDa/74kDa/61kDa/56kDa
Versand	Eisbeutel