


Anti-Alox5 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09917

Artikelnummer: CM0011637



Einführung

Hochspezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes ALOX5 (5-Lipoxygenase), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-ALOX5 (78 kDa). Ideal für Forschung zu Entzündungen und Leukotrien-Biosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALOX5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	5-LO; 5LPG; LOG5; 5-LOX; ALOX5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	240
Gen-ID	240
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem ALOX5 (P09917) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09917
Proteingewicht	78 kDa
Versand	Eisbeutel