

Anti-Aloxe3 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Byj1

Artikelnummer: CM0027075



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes ALOXE3 (Epidermisspezifische Lipoxygenase 3), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Hautbarriere und Lipidstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALOXE3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	LI5; ARCI3; E-LOX; eLOX3; eLOX-3; ALOXE3
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	59344
GeneID	59344
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-280 des humanen ALOXE3 (NP_067641.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BYJ1
Proteingewicht	81 kDa
Versand	Eisbeutel