


Anti-Alpha-1-Antichymotrypsin (Serpina3) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P01011

Artikelnummer: CM0002051



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Alpha-1-Antichymotrypsin (SERPINA3, ACT). Validiert für WB und ELISA; zielt auf Reste 1-423 ab. Ideal für Studien zur Akutphasenreaktion und Amyloid-Plaques-Pathologie. Rekombinantes Immunogen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Alpha-1-Antichymotrypsin (SERPINA3) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ACT; AACT; GIG24; GIG25; Alpha-1-Antichymotrypsin (SERPINA3)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	12
Gen-ID	12
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01011
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel