


Anti-Alpha-1-Antichymotrypsin (Serpina3) Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P01011

Artikelnummer: CM0017500



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Alpha-1-Antichymotrypsin (SERPINA3), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Hemmt neutrophile Cathepsin G und Mastzell-Chymase, beteiligt an der Akute-Phase-Reaktion und der Alzheimer-Krankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Alpha-1-Antichymotrypsin (SERPINA3) polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	ACT; AACT; GIG24; GIG25; Alpha-1-Antichymotrypsin (SERPINA3)
Spezies	Human
GeneID (Human)	12
GeneID	12
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 24-423 des humanen Alpha-1-Antichymotrypsins (Alpha-1-Antichymotrypsin (SERPINA3)) entspricht (NP_001076.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P01011
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Kühlakku