

Anti-Alpha-1-Antitrypsin (Serpina1) Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P01009

Artikelnummer: CM0005644



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Alpha-1-Antitrypsin (SERPINA1). Rekombinantes Immunogen (AS 25-418). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Einsatz in der Atemwegserkrankungs- und Serpin-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Alpha-1-Antitrypsin (SERPINA1) Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	PI; A1A; AAT; PI1; A1AT; nNIF; PRO2275; alpha1AT; Alpha-1-Antitrypsin (SERPINA1)
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5265
Gen-ID	5265
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-418 des humanen Alpha-1-Antitrypsins (SERPINA1) enthält (NP_000286.3).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P01009
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Kühlakku