

Anti-Alpha-1-Antitrypsin (Serpina1) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P01009

Artikelnummer: CM0010210



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Alpha-1-Antitrypsin (SERPINA1) für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegen Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung an Proteaseinhibitoren und Atemwegserkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Alpha-1-Antitrypsin (SERPINA1) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PI; A1A; AAT; PI1; A1AT; nNIF; PRO2275; alpha1AT; Alpha-1-Antitrypsin (SERPINA1)
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5265
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-418 von humanem Alpha-1-Antitrypsin (SERPINA1) (NP_000286.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P01009
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eistasche