

## Anti-Alpha-1 Antitrypsin (Serpina1) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01009

Artikelnummer: CM0017339



### Einführung

Alpha-1 Antitrypsin (SERPINA1) Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der menschliches und murines SERPINA1 detektiert. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA, zielt er auf einen wichtigen Serinproteaseinhibitor ab, der am Lungenschutz beteiligt ist. Ideal für die Atemwegs- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Spezifikation                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Alpha-1 Antitrypsin (SERPINA1) Kaninchen pAb                                                                                                                                |
| Bemerkungen/Alias | PI; A1A; AAT; PI1; A1AT; nNIF; PRO2275; alpha1AT; Alpha-1 Antitrypsin (SERPINA1)                                                                                            |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                                                      |
| GeneID (Human)    | 5265                                                                                                                                                                        |
| GeneID            | 5265                                                                                                                                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 156-255 von humanem Alpha-1 Antitrypsin (SERPINA1) (NP_000286.3) enthält. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                                                                   |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                                      |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                                    |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                                                                                |
| SWISS             | P01009                                                                                                                                                                      |
| Proteingewicht    | 47kDa                                                                                                                                                                       |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                                                   |