


Anti-Alpha-1-Spektrin Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P02549

Artikelnummer: CM0017585



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes alpha-1-Spektrin (SPTA1), validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an Zytoskelett und Erythrozytenmembran.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	alpha-1-Spektrin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EL2; HPP; HS3; SPH3; SPTA; alpha-1-Spektrin
Spezies	Human
GeneID (Human)	6708
GeneID	6708
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 940-1160 von humanem alpha-1-Spektrin (NP_003117.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P02549
Proteingewicht	280 kDa
Versand	Eisbeutel