


Anti-Alpha-1-Spectrin-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb & Elisa - P02549

Artikelnummer: CM0010988



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Alpha-1-Spectrin (SPTA1, P02549). Für Western Blot und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Unverzichtbar für die Erforschung des Zytoskeletts der Erythrozytenmembran.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikationen
Produktname	Alpha-1-Spectrin-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	EL2; HPP; HS3; SPH3; SPTA; Alpha-1-Spectrin
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	6708
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 2300-2400 des humanen Alpha-1-Spectrins (P02549) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02549
Proteingewicht	280 kDa
Versand	Kühlakku