

Anti-Alpha-2-Makroglobulin (A2M) Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01023

Artikelnummer: CM0008560



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes Alpha-2-Makroglobulin (A2M), einen wichtigen Protease-Inhibitor, gerichtet ist. Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie (Paraffin) und ELISA. Funktioniert über die Spezies Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Mechanismen der Proteinase-Inhibition.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Alpha-2-Makroglobulin (A2M) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	A2MD, CPAMD5, FWP007, S863-7, Alpha-2-Makroglobulin (A2M)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2
GenID	2
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 1200-1300 von humanem A2M (P01023) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01023
Proteingewicht	163 kDa
Versand	Eisbeutel