

Polyklonaler Anti-Alpha-2-Makroglobulin (A2M)-Antikörper Für Wb - P01023

Artikelnummer: CM0023080



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches Alpha-2-Makroglobulin (A2M), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Geeignet für die Untersuchung von Proteaseinhibitionsmechanismen und Plasmaproteininteraktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Alpha-2-Makroglobulin (A2M) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	A2MD; CPAMD5; FWP007; S863-7; Alpha-2-Makroglobulin (A2M)
Spezies	Mensch
GenID	2
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1155-1474 des menschlichen Alpha-2-Makroglobulin (A2M) (NP_000005.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01023
Proteinmasse	163 kDa
Versand	Eisbeutel