

Anti-Alpha-2-Makroglobulin (A2M) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P01023

Artikelnummer: CM0014902



Einführung

Alpha-2-Makroglobulin-(A2M)-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA; detektiert humanes, murines und Ratten-A2M. Wird in der Forschung zur Proteaseinhibition eingesetzt. UniProt P01023.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Alpha-2-Makroglobulin-(A2M)-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	A2MD; CPAMD5; FWP007; S863-7; Alpha-2-Makroglobulin (A2M)
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2
GeneID	2
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1155-1474 des humanen Alpha-2-Makroglobulins (A2M) (NP_000005.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01023
Proteingewicht	163 kDa
Versand	Icebag