


Monoklonaler Anti-Alpha + Beta Synuklein-Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P37840 / Q16143

Artikelnummer: CM0010481



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen menschliches Alpha + beta Synuklein (P37840/Q16143) für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Parkinson- und Neurodegenerationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Alpha + beta Synuklein Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	NACP; PARK1; PARK4; PD1; alpha + beta Synuclein
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6620/6622
Gen-ID	6622/6620
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem Alpha + beta Synuklein (P37840) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P37840/Q16143
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel