

Anti-Alpha-Fetoprotein-(Afp)-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P02771

Artikelnummer: CM0006798



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper, der spezifisch das humane Alpha-Fetoprotein-(AFP)-Protein erkennt. Validiert für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen. Erkennt eine Bande bei ca. 69 kDa. Ideal für die Forschung zu Krebs-Biomarkern und zur pränatalen Diagnostik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Alpha-Fetoprotein-(AFP)-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	AFPD; FETA; HPAFP; Alpha-Fetoprotein (AFP)
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	174
GeneID	174
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P02771
Proteingewicht	69 kDa
Versand	Kühlpack