

Anti-Alpha-Fetoprotein (Afp) Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P02771

Artikelnummer: CM0004733



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Alpha-Fetoprotein (AFP), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Ideal für die Forschung an Leberkrebs-Biomarkern und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Alpha-Fetoprotein (AFP) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	AFPD; FETA; HPAFP; Alpha-Fetoprotein (AFP)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	174
GenID	174
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 19-609 des humanen Alpha-Fetoproteins (AFP) (NP_001125.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P02771
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel