

## Anti-Alpha-Fetoprotein (Afp) Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P02771

Artikelnummer: CM0003326



### Einführung

Maus-monoklonaler Antikörper gegen humanes Alpha-Fetoprotein (AFP). Geeignet für Anwendungen in Western Blot, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an Leberkrebs-Biomarkern.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | Alpha-Fetoprotein (AFP) Maus mAk                                               |
| Bemerkungen/Aliase | AFPD; FETA; HPAFP; Alpha-Fetoprotein (AFP)                                     |
| Spezies            | Mensch                                                                         |
| GenID (Mensch)     | 174                                                                            |
| GenID              | 174                                                                            |
| Immunogen          | Rekombinantes Protein des humanen Alpha-Fetoproteins (Alpha-Fetoprotein (AFP)) |
| Quelle             | Maus                                                                           |
| Kategorie          | Monoklonale Antikörper                                                         |
| Anwendung          | WB, IF/ICC, ELISA                                                              |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                                                            |
| SWISS              | P02771                                                                         |
| Proteingewicht     | 69 kDa                                                                         |
| Versand            | Eisbeutel                                                                      |