

Anti-Alpha-Fetoprotein (Afp) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P02771

Artikelnummer: CM0005840



Einführung

Alpha-Fetoprotein (AFP) Kaninchen monoklonaler Antikörper, hergestellt im Kaninchen, erkennt menschliches AFP. Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA Anwendungen. Zielt auf ein 69 kDa sekretiertes Biomarker ab, das von der fetalen Leber synthetisiert wird.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Alpha-Fetoprotein (AFP) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AFPD; FETA; HPAFP; Alpha-Fetoprotein (AFP)
Spezies	Mensch
GenID	174
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 395-609 von menschlichem Alpha-Fetoprotein (AFP) (NP_001125.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P02771
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel