

Anti-Alpha-Fetoprotein (Afp) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P02771

Artikelnummer: CM0014059



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes Alpha-Fetoprotein (AFP), geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt ein Band bei 69 kDa. Ideal für die Entwicklungsbiologie und die onkologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Alpha-Fetoprotein (AFP) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AFPD; FETA; HPAFP; Alpha-Fetoprotein (AFP)
Spezies	Human
GeneID (Human)	174
GeneID	174
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 360-609 des humanen Alpha-Fetoproteins (AFP) (NP_001125.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P02771
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eistasche