


Anti-Alpha-Fodrin-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13813

Artikelnummer: CM0017102



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Alpha-Fodrin (SPTAN1). Bestätigt für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Zytoskelett und Sekretion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Alpha-Fodrin-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DEE5; NEAS; EIEE5; SPTA2; Alpha Fodrin
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	6709
GeneID	6709
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 950-1130 des humanen Alpha-Fodrins entspricht (NP_001123910.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13813
Proteingewicht	285 kDa
Versand	Kühlakku