

Anti-Alpha Internexin Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q16352

Artikelnummer: CM0027595

Einführung

Alpha Internexin (NF-66, NEF5) kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches und murines Alpha-Internexin, ein neuronales Intermediärfilament-Protein. Geeignet für Neurowissenschaften.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Alpha Internexin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NEF5; NF66; NF-66; TXBP-1; Alpha Internexin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9118
GenID	9118
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 13-300 des menschlichen Alpha Internexin (Q16352) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q16352
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel