

Anti-Alpha Internexin Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16352

Artikelnummer: CM0008489

Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen menschliches Alpha Internexin (INA, Q16352), validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an neuronalen Intermediärfilamenten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Alpha Internexin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NEF5; NF66; NF-66; TXBP-1; Alpha Internexin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9118
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-450 von menschlichem Alpha Internexin (Q16352) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16352
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel