

Anti-Alpha-Sarcoglycan (Sgca) Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16586

Artikelnummer: CM0003401

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Alpha-Sarcoglycan (SGCA, 50DAG, Adhalin). Validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Erkennt ein 43 kDa Dystrophin-assoziiertes Glykoprotein, das für die Muskelmembranstabilität entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	alpha Sarcoglycan (SGCA) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ADL; DAG2; 50DAG; DMDA2; LGMD2D; LGMDR3; SCARMD1; Adhalin; alpha Sarcoglycan (SGCA)
Spezies	Human
GeneID (Human)	6442
GeneID	6442
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q16586
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel