

Anti-Alpha-Sarkoglykan (Sgca) Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q16586

Artikelnummer: CM0026439

Einführung

Hochwertiger kaninchen polyklonaler Antikörper gegen menschliches Alpha-Sarkoglykan (SGCA), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Muskelerkrankungen und Sarkolemma.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Alpha-Sarkoglykan (SGCA) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ADL; DAG2; 50DAG; DMDA2; LGMD2D; LGMDR3; SCARMD1; Adhalin; Alpha-Sarkoglykan (SGCA)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6442
GenID	6442
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 60-290 des menschlichen Alpha-Sarkoglykans (Alpha-Sarkoglykan (SGCA)) (NP_000014.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16586
Proteinmasse	43 kDa
Versand	Eisbeutel