

Anti-Alpha Snap Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P54920

Artikelnummer: CM0003174

Einführung

Rekombinanter kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches Alpha SNAP (NAPA) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu vesikulärem Transport und Membran-Trafficking.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Alpha SNAP Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	SNAPA; Alpha SNAP
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8775
Gen-ID	8775
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 201-295 von menschlichem Alpha SNAP (P54920) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P54920
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel