

Anti-Alpha-Snap Polyklonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P54920

Artikelnummer: CM0030604

Einführung

CamelBios Alpha-SNAP Kaninchen-polyklonale Antikörper (P54920) ist für WB, IHC-P und ELISA vorgesehen. Er reagiert kreuzreagiert mit menschlichem, murine und rätlichem Alpha SNAP, einem Schlüsselmediator des vesikulären ER-Golgi-Transports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Alpha SNAP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SNAPA; Alpha SNAP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8775
GenID	8775
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-295 des menschlichen Alpha SNAP (NP_003818.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P54920
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eisbeutel