

Anti-Alpha-Synuklein Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc-P, Elisa - P37840

Artikelnummer: CM0002638



Einführung

Dieser monoklonale Kaninchenantikörper richtet sich gegen humanes Alpha-Synuklein (SNCA). Validiert für WB, IF, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung im Bereich Neurowissenschaften und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	α -Synuklein Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Aliase	PD1; NACP; PARK1; PARK4
Spezies	Mensch
Gen-ID	6622
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 59-140 von humanem α -Synuklein (NP_000336.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-F, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P37840
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Eispackung