


Anti-Alpha-Synuclein-Trunkierung 1-119, Monoklonaler Antikörper [Mjff-C-24D2] Für Slot-Blot, If/Icc, Elisa - P37840

Artikelnummer: CM0008622



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper (Klon MJFF-C-24D2), der gegen die Alpha-Synuclein-Trunkierung 1-119 von Mensch und Maus gerichtet ist. Validiert für Slot-Blot, IF/ICC und ELISA. Geeignet zur Untersuchung der Parkinson-Krankheit und der Proteinaggregation in der neurowissenschaftlichen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Alpha-Synuclein-Trunkierung 1-119 mAb [MJFF-C-24D2]
Bemerkungen/Alias	PD1; NACP; PARK1; PARK4
Arten	Mensch, Maus
GeneID (Mensch)	6622
GeneID	6622
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz umfasst, die den Aminosäuren 1-119 des menschlichen Alpha-Synucleins (NP_000336.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Slot-Blot, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P37840
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Kühlakku