

Monoklonaler Anti-Alpha-Synuklein-Trunkierung 1-122 Antikörper Für Slot Blot, Elisa - P37840

Artikelnummer: CM0006210



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen die humane Alpha-Synuklein-Trunkierung 1-122. Validiert für Slot Blot und ELISA, kreuzreagiert mit humanem Probenmaterial. Geeignet für die Untersuchung der Parkinson-Krankheit, synaptischer Funktionen und Amyloid-Pathologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Alpha-synuclein Truncation 1-122 mAb [MJFF-D-10B7]
Bemerkungen/Alias	PD1; NACP; PARK1; PARK4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6622
GenID	6622
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-122 des humanen Alpha-Synukleins (NP_000336.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Slot Blot, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P37840
Proteinmasse	14 kDa
Versand	Eisbeutel