

Anti-Alpi (Iap) Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - P09923

Artikelnummer: CM0028909

Einführung

ALPI Kaninchen-Polyclonale Antikörper validiert für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Mensch und Maus. Zielt auf intestinale alkalische Phosphatase (IAP), eine GPI-verankerte Membranhydrolase, die am Phosphatstoffwechsel und der Darmhomöostase beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALPI Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	IAP; ALPI
Spezies	Mensch
Gen-ID	248
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P09923
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel