

Anti-Alpk1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Qp1

Artikelnummer: CM0019498



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches ALPK1. Validiert für Western Blot und ELISA, erkennt dieser Antikörper die angeborene Immunkinase ALPK1, die bakterielles ADP-Heptose erkennt und den NF-kB-Signalweg aktiviert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALPK1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	LAK; ROSAH; 8430410J10Rik; ALPK1
Spezies	Mensch
Gen-ID	80216
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 340-500 des menschlichen ALPK1 (NP_001095876.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96QP1
Proteingewicht	139 kDa
Versand	Eisbeutel