

Anti-Alpk1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q96Qp1

Artikelnummer: CM0019643



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen menschliches ALPK1 gerichtet ist und für Western Blot validiert wurde. Erkennt Alpha-Proteinkinase 1, eine Schlüsselkinase der angeborenen Immunität, die bakterielles ADP-Heptose erkennt und NF-κB aktiviert. Ideal für Infektions- und Entzündungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALPK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LAK; ROSAH; 8430410J10Rik; ALPK1
Spezies	Mensch
Gen-ID	80216
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-473 von menschlichem ALPK1 (NP_079420.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96QP1
Proteingewicht	139kDa
Versand	Eisbeutel