

Anti-ALPPL2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P10696

Artikelnummer: CM0025743

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches ALPPL2 (GCAP) für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal für die Keimzelltumorforschung und die Entwicklung von IVD-Assays. Proteinmasse ~57 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALPPL2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	GCAP, ALPPL, ALPPL2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	251
GeneID	251
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-280 von menschlichem ALPPL2 (NP_112603.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P10696
Proteinmasse	57kDa
Versand	Eisbeutel