

Anti-Als2Cr1 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q9Gzt8

Artikelnummer: CM0008900

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Monoklonalantikörper, der gegen humanes ALS2CR1 (NIF3-like protein 1) gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. Geeignet für Studien zur neuronalen Differenzierung und Genexpression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALS2CR1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	CALS-7; MDS015; ALS2CR1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	60491
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9GZT8
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel